

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnpd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Numero articolo: CM0018142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HNRNPd (AUF1) per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la biologia dell'RNA e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNRNPd Rabbit pAb
Note/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3184
GeneID	3184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-306 di HNRNPd umano (NP_002129.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14103
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio