


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hnrnpd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Numero articolo: CM0005354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HNRNPd umano (AUF1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Ideale per studi sulla stabilità dell'mRNA e sul ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HNRNPd mAb Coniglio
Note/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNP0; HNRNPd
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di HNRNPd umano (NP_112738.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14103
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio