


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hnrnpd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14103

Numero articolo: CM0022908



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'HNRNPd (AUF1) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, di topo e di ratto. Fondamentale per lo studio della degradazione dell'mRNA mediata da elementi ricchi di AU e dei ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNRNPd Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Specie	Uomo
ID Gene	3184 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-306 dell'HNRNPd umano (NP_002129.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14103
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio