

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnpdl Per Wb, If/Icc, Elisa - O14979

Numero articolo: CM0018560



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HNRNPDL umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla trascrizione e sul legame all'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HNRNPDL Rabbit pAb
Note/alias	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMDD3; IaAUF1; HNRNPDL
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	9987
ID del gene	9987
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 261-420 di HNRNPDL umano (NP_112740.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14979
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante