


Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnp1 Per Wb - P31943

Numero articolo: CM0030526



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per HNRNP1 umano. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ha reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studi dello splicing del pre-mRNA e dei complessi hnRNP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HNRNP1 Rabbit pAb
Note / Alias	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNP1
Specie	Umana
GeneID	3187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 191-449 di HNRNP1 umano (NP_005511.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P31943
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio