

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnpl Per Wb, If/Icc, Elisa - P14866

Numero articolo: CM0026432



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting HNRNPL umano, una proteina legante l'RNA coinvolta nello splicing e nella regolazione trascrizionale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sull'espressione genica e sulla neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNRNPL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3191
Gene ID	3191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 282-589 di HNRNPL umano (NP_001524.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P14866
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio