

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnpl Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14866

Numero articolo: CM0015944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HNRNPL umano (hnRNP-L) per Western blot, IHC, IF/ICC e ELISA. Convalidato per uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sullo splicing dell'RNA e la differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNRNPL Rabbit pAb
Note/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3191
GeneID	3191
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14866
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio