

## Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnmp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Numero articolo: CM0030164



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro HNRNPM, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing dell'RNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | HNRNPM Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | CEAR, HNRPM, HTGR1, NAGR1, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| Gene ID             | 4670                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 491-730 di HNRNPM umano (NP_005959.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | P52272                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 78kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |