


Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnpr Per Wb, Ihc-P, Elisa - 043390

Numero articolo: CM0028163



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HNRNPR, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi di processamento dell'mRNA e dello spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HNRNPR Rabbit pAb
Note/Alias	HNRPR; NEDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Specie	Umano
GeneID	10236
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500 fino al C-terminale di HNRNPR umano (NP_005817.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43390
Peso Proteico	71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio