


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hnrnpr [Ko Validated] Per Wb, If/Icc, Elisa - O43390

Numero articolo: CM0023448



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting HNRNPR, un componente chiave dei ribonucleosomi coinvolto nella elaborazione del pre-mRNA. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in Umano, Mouse, Ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing e sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] HNRNPR Rabbit pAb
Note/Alias	HNRPR; NEDDFSFB; hnRNP-R; PR
Specie	Umano
GeneID (umano)	10236
GeneID	10236
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 550-633 di HNRNPR umano (NP_005817.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43390
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio