


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrnpul1 Per Wb, Elisa - Q9Buj2

Numero articolo: CM0024231



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HNRNPUL1 per WB e ELISA. Riconosce HNRNPUL1 umano e murino, un regolatore trascrizionale e proteina legante l'RNA. Ideale per la ricerca diagnostica nella trascrizione e nel processing dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNRNPUL1 Rabbit pAb
Note/Alias	E1BAP5; E1B-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
Specie	Umano
GeneID (umano)	11100
GeneID	11100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 209-410 di HNRNPUL1 umano (NP_008971.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BUJ2
Peso proteico	42-96 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio