

Anticorpo Policlonale Anti-Hnrpab Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99729

Numero articolo: CM0021960



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HNRNPAB (HNRNPAB). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reattività crociata con uomo, topo, ratto. Immunogeno ricombinante. Per lo studio del legame dell'RNA, della funzione hnRNP e dell'editing dell'mRNA di APOB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNRNPAB Rabbit pAb
Note/Alias	ABBP1; HNRNPAB; HNRNPAB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3182
ID Gene	3182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 di HNRNPAB umano (NP_004490.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99729
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio