

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Homer1 Per Wb, Elisa - Q86Ym7

Numero articolo: CM0003708

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Homer1 umano (HOMER, SYN47). Validato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività incrociata per uomo e ratto. Adatto per la ricerca in neuroscienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Homer1 Rabbit mAb
Note/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
Specie	Uomo
GenelD	9456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-220 di HOMER1 umano (NP_004263.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q86YM7
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio