

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Homer1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Ym7

Numero articolo: CM0010864

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Homer1 (HOMER, SYN47, Ves-1). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in uomo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori metabotropici del glutammato sinaptici e della plasticità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Homer1
Note/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Specie	Umano
GeneID (umano)	9456
GeneID	9456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-354 di HOMER1 umano (NP_004263.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q86YM7
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio