

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Homer1 (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

Numero articolo: CM0023360

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HOMER1 umano (SYN47), una proteina di impalcatura postsinaptica. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla plasticità sinaptica e sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HOMER1 Rabbit pAb
Note/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9456
GeneID	9456
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 71-170 di HOMER1 umano (NP_004263.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q86YM7
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio