

Anticorpo Policlonale Anti-Hooc4 Per Wb, Elisa - P09017

Numero articolo: CM0028103

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità contro HOXC4 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con HOXC4 umano e murino, un fattore di trascrizione homeobox critico per lo sviluppo dell'asse antero-posteriore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOXC4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3221
GeneID	3221
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-130 di HOXC4 umano (NP_055435.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P09017
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio