

Anticorpo Policlonale Anti-Hook1 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Ujc3

Numero articolo: CM0029596

introduzione

Anticorpo policlonale HOOK1 da coniglio validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Mirato all'omologo Hook 1, una proteina coinvolta nel traffico vescicolare e nella spermatogenesi. Ideale per studi di biologia dello sviluppo e cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOOK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HK1; HOOK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51361
GeneID	51361
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 489-728 dell'HOOK1 umano (NP_056972.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UJC3
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio