

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hook2 Per Wb, Elisa - Q96Ed9

Numero articolo: CM0005970

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio HOOK2 per applicazioni WB ed ELISA. Rileva HOOK2 umano, murino e ratto, una proteina del centrosoma e del traffico vescicolare. Adatto per studi sulla formazione degli aggresomi e sulla distribuzione del complesso AP-4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOOK2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HK2; HOOK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29911
GeneID	29911
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HOOK2 umano (Q96ED9).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96ED9
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio