


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hook3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vs8

Numero articolo: CM0013288



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-HOOK3 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva HOOK3 umano, murino e ratto, un adattatore dineina che regola il traffico intracellulare e l'organizzazione dell'apparato di Golgi. Ideale per studi sul citoscheletro e sul trasporto vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOOK3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HK3; HOOK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84376
GeneID	84376
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 489-718 di HOOK3 umano (NP_115786.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q86VS8
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio