

Anticorpo Policlonale Anti-Hopx Per Wb, If-P, Elisa - Q9Bpy8

Numero articolo: CM0024168

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a HOPX (proteina solo con omodominio) validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva HOPX umano, murino e ratto, un regolatore dello sviluppo cardiaco, della soppressione tumorale e del ripiegamento proteico mediato da chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOPX Rabbit pAb
Note/Alias	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
Specie	Umano
Gene ID	84525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-73 di HOPX umano (NP_631957.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BPY8
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio