

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxa10 Per Wb, Elisa - P31260

Numero articolo: CM0026645

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'HOXA10 umano, un fattore di trascrizione homeobox coinvolto nella modellazione dello sviluppo. Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione genica e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOXA10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10
Specie	Umano
GeneID (umano)	3206
GeneID	3206
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 236-336 dell'HOXA10 umano (NP_061824.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31260
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio