

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hoxa11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P31270

Numero articolo: CM0030623

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HOXA11 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce HOXA11 di uomo, topo e ratto, un fattore di trascrizione homeobox essenziale per il pattern di sviluppo anteroposteriore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXA11 Rabbit pAb
Note/Alias	HOX1; HOX1l; RUSAT1; HOXA11
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3207
ID Gene	3207
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di HOXA11 umano (NP_005514.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31270
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio