


Anticorpo Monoclonale Anti-Hoxa13 Per Wb, Elisa - P31271

Numero articolo: CM0004853



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio HOXA13
validato per WB ed ELISA, reagisce con umano,
topo e ratto. Adatto per studiare la regolazione
trascrizionale dello sviluppo. SWISS: P31271.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HOXA13 Anticorpo monoclonale Coniglio
Osservazioni/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Specie	Umano
GeneID (umano)	3209
GeneID	3209
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di HOXA13 umano (P31271)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31271
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca refrigerante