


Anticorpo Policlonale Anti-Hoxa13 Per Wb, Elisa - P31271

Numero articolo: CM0013749



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia HOXA13 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva una banda di ~40 kDa, adatto per la ricerca in biologia dello sviluppo e sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXA13 Rabbit pAb
Note/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3209
ID gene	3209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-320 di HOXA13 umano (NP_000513.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P31271
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio