


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hoxa13 Per Wb E Elisa - P31271

Numero articolo: CM0025827



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale di coniglio anti-HOXA13 validato per WB e ELISA, in grado di rilevare l'HoxA13 umano con reattività crociata verso topo e ratto, facilitando la ricerca sui fattori di trascrizione dello sviluppo e l'identità posizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXA13 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	3209
GenelD	3209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-320 dell'HoxA13 umano (NP_000513.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P31271
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio