

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hoxa7 Per Wb, Elisa - P31268

Numero articolo: CM0017147

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per HOXA7 umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione genica dello sviluppo e sulla formazione dell'asse anteriore-posteriore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXA7 Rabbit pAb
Note/Alias	ANTP; HOX1; HOX1A; HOX1.1; HOXA7
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	3204
ID genico	3204
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di HOXA7 umano (NP_008827.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31268
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio