

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hoxa9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31269

Numero articolo: CM0002095

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro HOXA9 umano (proteina homeobox Hox-A9, P31269), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con ratto. Essenziale per la biologia dello sviluppo, l'oncologia e la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXA9 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3205
ID Gene	3205
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 173-272 di HOXA9 umano (P31269).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P31269
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio