

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxa9 Coniglio Per Wb E Elisa - P31269

Numero articolo: CM0022422

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting il fattore di trascrizione homeobox umano HOXA9. Validato per WB e ELISA, reagisce con umano e topo. Adatto per ricerche sulla biologia dello sviluppo e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOXA9 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3205
Gene ID	3205
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-190 di HOXA9 umano (NP_689952.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P31269
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio