

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxb1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P14653

Numero articolo: CM0027547



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HOXB1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca in biologia dello sviluppo e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HOXB1 Rabbit pAb
Note/Alias	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3211
ID Gene	3211
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14653
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio