

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hoxb2 Per Wb Ed Elisa - P14652

Numero articolo: CM0021556

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HOXB2 validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la proteina Homeobox Hox-B2 umana e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo dell'asse antero-posteriore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio HOXB2
Note/Alias	K8; HOX2; HOX2H; Hox-2.8; HOXB2
Specie	Uomo
ID gene	3212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-140 di HOXB2 umano (NP_002136.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P14652
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio