

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hoxb4 Per Wb, Elisa - P17483

Numero articolo: CM0024240

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-HOXB4 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con HOXB4 umano e di topo. Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione durante lo sviluppo e della modellazione dell'asse antero-posteriore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXB4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3214
ID gene	3214
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di HOXB4 umano (NP_076920.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P17483
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Busta di ghiaccio