

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxb6 Per Wb, Elisa - P17509

Numero articolo: CM0019380

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al fattore di trascrizione homeobox umano HOXB6. Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con il mouse. Ideale per studi sullo sviluppo e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOXB6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6
Specie	Umano
Gene ID	3216
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-110 dell'HOXB6 umano (NP_061825.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P17509
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio