

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hoxb7 Per Wb, Elisa - P09629

Numero articolo: CM0027635

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HOXB7 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva HOXB7 umano e murino. Adatto per la biologia dello sviluppo e la ricerca sul cancro. Immunogeno: proteina ricombinante N-terminale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HOXB7 Rabbit pAb
Note/Alias	HOX2; HOX2C; HHO.C1; Hox-2.3; HOXB7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3217
Gene ID	3217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di HOXB7 umano (NP_004493.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P09629
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio