

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hoxc6 Per Wb, Elisa - P09630

Numero articolo: CM0007601

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HOXC6 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale dello sviluppo e della strutturazione dell'asse antero-posteriore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HoxC6
Note/Alias	CP25; HOX3; HOX3C; HHO.C8; HoxC6
Specie	Umana
ID gene (umano)	3223
ID gene	3223
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di HoxC6 umano (NP_004494.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09630
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio