

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxd10 Per Wb, Elisa - P28358

Numero articolo: CM0030580

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HOXD10 umano, validato per WB e ELISA. Rileva i livelli endogeni di HOXD10. Adatto per campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo e sul tratto urogenitale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HOXD10 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3236
ID Gene	3236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di HOXD10 umano (NP_002139.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28358
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio