

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hoxd10 Per Wb, Elisa - P28358

Numero articolo: CM0006988

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HOXD10 per HOXD10 umano. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la biologia dello sviluppo e la ricerca sul tratto urogenitale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOXD10 Rabbit mAb
Note/Alias	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3236
GeneID	3236
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-150 di HOXD10 umano (NP_002139.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P28358
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio