

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxd8 Per Wb, Elisa - P13378

Numero articolo: CM0022688

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HOXD8, un fattore di trascrizione homeobox cruciale per la determinazione antero-posteriore. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studi di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HOXD8 Rabbit pAb
Note/Alias	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
Specie	Umano
GeneID (umano)	3234
GeneID	3234
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200 e il C-terminale di HOXD8 umano (NP_001186675.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13378
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio