

Anticorpo Policlonale Anti-Hoxd9 Per Wb, Elisa - P28356

Numero articolo: CM0019871

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HOXD9 umano, un fattore di trascrizione homeobox essenziale per la specificazione dell'asse anteriore-posteriore durante lo sviluppo. Validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Rileva una banda di 36 kDa, con reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HOXD9 Rabbit pAb
Note/Alias	HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3235
GeneID	3235
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HOXD9 umano (NP_055028.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P28356
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio