


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P45973

Numero articolo: CM0010417



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HP1 alpha/CBX5 umano per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva target umani, murini e di ratto. Indicato per la ricerca sull'eterocromatina e sull'epigenetica. P45973.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HP1 alpha/CBX5
Note/alias	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Specie	Umana
GeneID (umano)	23468
GeneID	23468
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 92-191 di HP1 alpha/CBX5 umano (P45973).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P45973
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante