


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P45973

Numero articolo: CM0018072



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HP1 alpha/CBX5, applicabile per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Riconosce HP1 alpha umano, murino e di ratto, una proteina dell'eterocromatina coinvolta nella repressione epigenetica. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sui centromeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
Note/Alias	HP1; HP1A; HEL25; HP1 alpha/CBX5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23468
GeneID	23468
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-191 di HP1 alpha/CBX5 umano (NP_001120794.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P45973
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio