

Anticorpo Monoclonale Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Numero articolo: CM0009698



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HP1 gamma/CBX3 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-HP1 gamma/CBX3
Note/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Specie	Umano
GeneID (umano)	11335
GeneID	11335
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HP1 gamma/CBX3 umano (NP_057671.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13185
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio