

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Numero articolo: CM0024008



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'HP1 gamma/CBX3 umano (HECH, HP1-GAMMA) per un rilevamento affidabile in WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Validato per la ricerca in epigenetica ed eterocromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di coniglio anti-HP1 gamma/CBX3
Note/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3
Specie	Umano
GeneID	11335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-183 dell'HP1 gamma/CBX3 umano (NP_009207.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13185
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio