

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hp1Bp3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

Numero articolo: CM0014687



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio HP1BP3 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio la proteina 3 legante la proteina 1 dell'eterocromatina, un regolatore della proliferazione cellulare e della condensazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | HP1BP3 pAb coniglio                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | HP1BP74; HP1-BP74; HP1BP3                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID              | 50809                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 dell'HP1BP3 umano (NP_057371.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q5Ssj5                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 61kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |