


Anticorpo Policlonale Anti-Hpcal1 Per Wb, Elisa - P37235

Numero articolo: CM0018472



introduzione

HPCAL1 Rabbit pAb (P37235) è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine di legame del calcio e sulla segnalazione visiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HPCAL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3241
Gene ID	3241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 dell'HPCAL1 umano (NP_002140.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37235
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio