

Anticorpo Policlonale Anti-Hpd Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P32754

Numero articolo: CM0030725



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HPD umano (4-idrossifenilpiruvato diossigenasi) per WB, IHC-P, ELISA. Reattività crociata confermata con topo e ratto. Utile nella ricerca sul metabolismo della tirosina e sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HPD Rabbit pAb
Note/Alias	PPD; 4HPPD; GLOD3; 4-HPPD; HPPDASE; HPD
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3242
ID Gene	3242
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-393 di HPD umano (NP_002141.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32754
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio