


Anticorpo Policlonale Anti-Hprt1 Per Wb, Elisa - P00492

Numero articolo: CM0018828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HPRT1 umano, adatto per Western blotting e ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Utile per studiare la via di recupero delle purine, la sindrome di Lesch-Nyhan e la gotta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HPRT1 Rabbit pAb
Note/Alias	HPRT; HGPRT; HPRT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3251
GeneID	3251
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 di HPRT1 umano (NP_000185.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00492
Peso Molecolare Proteina	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio