


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hprt1 Per Wb Ed Elisa - P00492

Numero articolo: CM0007845



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro HPRT1 umano, validato per knockout, adatto per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla via di salvataggio delle purine. Reagisce incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] HPRT1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	HPRT; HGPRT; T1
Specie	Umano
Gene ID	3251
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00492
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio