


Anticorpo Policlonale Anti-Hps4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqg7

Numero articolo: CM0019869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HPS4, componente del complesso BLOC-3. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della biogenesi dei melanosomi e della sindrome di Hermansky-Pudlak.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HPS4 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	LE; BLOC3S2; HPS4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	89781
GeneID	89781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 387-708 di HPS4 umano (NP_071364.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQG7
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio