

Anticorpo Policlonale Anti-Hr Per Wb E Elisa - 043593

Numero articolo: CM0013745

introduzione

Immunogeno proteico ricombinante corrispondente agli amminoacidi 200-480 della HR umana. Anticorpo policlonale anti-HR di coniglio validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Adatto per lo studio della demetilazione degli istoni e della biologia dei capelli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HR Rabbit pAb
Note / Alias	AU; MUHH; ALUNC; HYPT4; MUHH1; HSA277165; HR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55806
GeneID	55806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-480 della HR umana (NP_005135.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	043593
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio