


Anticorpo Monoclonale Anti-Hras Per Wb, Elisa - P01112

Numero articolo: CM0002508



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-HRAS validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso mouse e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Ras-MAPK, della proliferazione cellulare e della biologia del cancro. SWISS P01112.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HRAS Rabbit mAb
Note/Alias	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3265
GeneID	3265
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse, Ratto
SWISS	P01112
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio